


1 Uvoz šifranta hitrih testov za Covid

V programu smo omogočili prenos csv datoteke šifranta hitrih testov za Covid-19. Datoteka je objavljena na NIJZ-jevih straneh, vsebinsko pa pomaga ministrstvo za zdravje. S prenosom šifranta se nastavi interni katalog v malem šifrantu CO7.

Pod orodja je na spodaj pod prenosom cepiv nova funkcija Prenos šifranta hitrih covid testov.



Odpre se dialog iz kje želimo dobiti csv datoteko. Najbolje je izbrati internet, ker bo tam tudi objavljen.

×

Vir podatkov za uvoz šifranta hitrih covid testov
Šifrant lahko zajamete iz interneta ali iz datoteke. Za zajem iz interneta potrebujete internetno povezavo.

☒ Internet

☐ Zajem iz datoteke

Prekliči

Nazaj < Napre

Prikaže se nam okno, kjer je vpisan privzeti spletni naslov csv-ja. Po potrebi se ga lahko spremeni.

×

Izbira internetnega naslova
Šifrant hitrih covid testov se nahaja na spodnjem naslovu. Če pride do sprememb naslova, vnešeno popravite.
Sicer pritisnite naprej.

URL :

URL naslov:

Prekliči

Nazaj <

Napre

Dobimo seznam testov iz datoteke in internega šifranta. Vedno se prikažejo vsi testi, ki so v datoteki csv. Prvi stolpec; v tem stolpcu je možno označiti ali odznačiti posamezni test. Če pri posameznemu testu ne bo kljukice, pomeni, da ta test ne bo aktiven v programu. Ne bo se ga dalo izbrati. Če je kljukica, pomeni, da se ga bo lahko v programu izbralo. Kakor so kljukice nastavljene predno kliknemo na gumb Naprej, tako se bo shranilo v programu.

Šifra; šifra posameznega testa

Ime testa; ime posameznega testa

Ustreza kriterijem strokovne skupine; DA/NE ali test ustreza kriterijem strokovne skupine, vsebinsko za ta podatek skrbi ministrstvo

EU seznam; Je na seznamu medsebojno primerljivih EU testov (DA/NE ali prazno polje); vsebinsko skrbi ministrstvo za ta podatek

Proizvajalec; ime proizvajalca posameznega testa

Komercialno ime; komercialno ime posameznega testa

Aktiven; DA/NE; ali je posamezni test aktiven ali ne, ministrstvo skrbi za podatek

Druga šifra; Se vodi tudi pod šifro; zaradi podvajanj istega testa, je v tem polju zapisano, pod katero številko testa se ga tudi vodi.


✕

Izberite hitre covid teste, ki jih želite prenesti


☒	Šifra	Ime testa	Ustreza	EU seznam	Proizvajalec	Komercialno ime	Aktiv	Dr
☒	A001	RT-PCR	DA					
☒	A002	Molekularni - PCR (UKC)	DA					
☒	B001	2019-nCoV Antigen Device/Prestige Diagnostics	NE		Prestige Diagnostics UK Ltd.	2019-nCoV Antigen Device		
☒	B002	ACRO COVID-19 Antigen Rapid Test/ACRO Biotech	DA		ACRO Biotech, Inc.	ACRO COVID-19 Antigen Rapid Test		
☒	B003	AMP Rapid test SARS-CoV-2 Ag/Ameda Labordiagn	DA		Ameda Labordiagnostik GmbH	AMP Rapid test SARS-CoV-2 Ag (Colloida		
☒	B004	BIOCREDIT COVID-19 Ag/RapiGEN Inc.	NE		RapiGEN Inc.	BIOCREDIT COVID-19 Ag		
☒	B005	biotal SARS-CoV-2 Ag card/biotical health	NE		biotal health	biotal SARS-CoV-2 Ag card		B0
☒	B006	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Lit	DA		Lituo Biotechnology Co.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloida		
☒	B007	COVID-19 Antigen Rapid Test/Hangzhou Alltest Bio	DA		Hangzhou Alltest Biotech Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test (nasophar		
☒	B008	COVID-19 Antigen Rapid Test/Zhejiang Anji Saianfu	NP		Zhejiang Anji Saianfu Biotech. Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test		
☒	B009	COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette/Swedicine	DA		Swedicine	COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette		
☒	B010	COVID-19 Antigen test/Humasis Co, Ltd.	DA		Humasis Co, Ltd.	COVID-19 Ag test		
☒	B011	COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva/nasophary	DA		SureScreen Diagnostics	COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva/		
☒	B012	neustrezen test - COVID-19 Rapid Antigen Test/?	NP		?	?		
☒	B013	DEDIATEST 2019-nCoV-2 Antigen Rapid Test/Devid	DA		Devidia GmbH	DEDIATEST 2019-nCoV-2 Antigen Rapid		
☒	B014	ESPLINE SARS-CoV-2 /Fujirebio	NE		Fujirebio Inc.	ESPLINE® SARS-CoV-2		
☒	B015	LumiraDx SARS-Cov-2 Ag Test/LumiraDx	DA		LumiraDx	LumiraDx™ SARS-Cov-2 Ag Test		
☒	B016	NADAL® COVID-19 Ag Test/Nal von minden	DA		Nal von minden	NADAL® COVID-19 Ag Test		B0
☒	B017	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test/Beijing	DA		Beijing Hotgen Biotech Co.	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Tr		
☒	B018	PCL COVID 19 Ag Rapid FIA/PCL	NE		PCL	PCL COVID 19 Ag Rapid FIA		
☒	B019	QuickProfile COVID-19 Antigen Test/LumiQuick Diag	DA		LumiQuick Diagnostics	QuickProfile COVID-19 Antigen Test		
☒	B020	SARS-COV-2 Ag Test Kit/Shenzen Watmind Medical	DA		Shenzen Watmind Medical Co.	SARS-COV-2 Ag Test Kit		
☒	B021	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/A	NE		Avioq Bio-Tech Co.	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloi		
☒	B022	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit/Labnovation Te	DA		Labnovation Technologies, Inc.	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit		
☒	B023	SARS-COV-2 Rapid Ag test/LEPU Medical	NE		LEPU Medical	SARS-COV-2 Rapid Ag test		B0
☒	B024	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen/ScheBo® Bi	DA		ScheBo® Biotech AG	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen		
☒	B025	Sofia SARS Antigen FIA/Quidel Corp.	DA		Quidel Corp.	Sofia SARS Antigen FIA		
☒	B026	Standard Q COVID-19 Ag Test/Roche/SD Biosensor	DA		Roche/SD Biosensor Inc.	Standard Q COVID-19 Ag Test		B0
☒	B027	TODA CORONADIAG Ag®/TODA Pharma	DA		TODA Pharma	TODA CORONADIAG Ag®		
☒	B028	VivaDiag™ COVID-19 Rapid Ag Test/VivaCheck	DA		VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaDiag™ COVID-19 Rapid Ag Test		
☒	B029	CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test/Siemens H	DA		Siemens Healthineers	CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test		
☒	B030	COVID-VIRO® Rapid Antigen Test/AAZ-LMB	DA		AAZ-LMB	COVID-VIRO® Ag Rapid Test		
☒	B031	Exdia COVID-19 Ag/Precision Biosensor Inc.	NE		Precision Biosensor Inc.	Exdia COVID-19 Ag		
☒	B032	Lungene COVID-19 Rapid Antigen Test/Hangzhou C	NE		Hangzhou Clongene Biotech Co.	Lungene COVID-19 Rapid Antigen Test		B0
☒	B033	Rapid COVID-19 Antigen Test/Healogen Scientific LLC	DA		Healogen Scientific LLC	Clinitact Rapid COVID-19 Antigen Test		

Prekliči
Nazaj <
Napre

Program javi, da je uspešno shranil spremembe.



Preverjanje podatkov v internem šifrantu. Katalogi/Mali šifranti/Mali šifranti



Šifrant hitrih testov. V dodatni opis se zapišejo podatki iz csv datoteke. Podatki se napolnejo, če so v datoteki za posamezni test.

ComName=Komerzialno ime

Company=Proizvajalec

FitProfGroup=Ustreza kriterijem strokovne skupine

CompareEUTest=Ali je na seznamu medsebojno primerljivih EU testov

OtherCode=pod katero šifro se še vodi test

C07 Tip testa		Izberi	Nov	Pregled	Briši	Zapri
Iskanje po ključu						
Tip testa						
Ključ	Opis	Dodatni opis			Od dne	
A001	RT-PCR	ComName=;Company=;FitProfGroup=DA;CompareEUTes				
A002	Molekularni - PCR (UKC)	ComName=;Company=;FitProfGroup=DA;CompareEUTes				
B001	2019-nCoV Antigen Device/Prestige Diagnostics	ComName=2019-nCoV Antigen Device;Company=Prestige				
B002	ACRO COVID-19 Antigen Rapid Test/ACRO Biotech, Inc.	ComName=ACRO COVID-19 Antigen Rapid Test;Company				
B003	AMP Rapid test SARS-CoV-2 Ag/Ameda Labordiagnostik G	ComName=AMP Rapid test SARS-CoV-2 Ag (Colloidal Gold				
B004	BIOCREDIT COVID-19 Ag/RapiGEN Inc.	ComName=BIOCREDIT COVID-19 Ag;Company=RapiGEN				
B005	biotal SARS-CoV-2 Ag card/biotal health	ComName=biotal SARS-CoV-2 Ag card;Company=biotal				
B006	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Lituo Biote	ComName=COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold				
B007	COVID-19 Antigen Rapid Test/Hangzhou Alltest Biotech Co	ComName=COVID-19 Antigen Rapid Test (nasopharyngeal				
B008	COVID-19 Antigen Rapid Test/Zhejiang Anji Saianfu Biotec	ComName=COVID-19 Antigen Rapid Test;Company=Zheji				
B009	COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette/Swedicine	ComName=COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette;Compa				
B010	COVID-19 Antigen test/Humasis Co, Ltd.	ComName=COVID-19 Ag test;Company=Humasis Co, Ltd				
B011	COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva/nasopharyngeal)	ComName=COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva/nasop				
B012	neustrezen test - COVID-19 Rapid Antigen Test/?	ComName=?;Company=?;FitProfGroup=NP;CompareEUTe				
B013	DEDIATEST 2019-nCoV-2 Antigen Rapid Test/Devidia Gmb	ComName=DEDIATEST 2019-nCoV-2 Antigen Rapid Test;C				
B014	ESPLINE SARS-CoV-2 /Fujirebio	ComName=ESPLINE® SARS-CoV-2 ;Company=Fujirebio I				
B015	LumiraDx SARS-Cov-2 Ag Test/LumiraDx	ComName=LumiraDx™ SARS-Cov-2 Ag Test;Company=Lu				
B016	NADAL® COVID-19 Ag Test/Nal von minden	ComName=NADAL® COVID-19 Ag Test;Company=Nal vo				
B017	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test/Beijing Hotger	ComName=Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (C				
B018	PCL COVID 19 Ag Rapid FIA/PCL	ComName=PCL COVID 19 Ag Rapid FIA;Company=PCL;Fi				
B019	QuickProfile COVID-19 Antigen Test/LumiQuick Diagnostics	ComName=QuickProfile COVID-19 Antigen Test;Company				
B020	SARS-COV-2 Ag Test Kit/Shenzen Watmind Medical Co.	ComName=SARS-COV-2 Ag Test Kit;Company=Shenzen V				
B021	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Avioq B	ComName=SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal gc				
B022	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit/Labnovation Technolo	ComName=SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit;Company=				
B023	SARS-COV-2 Rapid Ag test/LEPU Medical	ComName=SARS-COV-2 Rapid Ag test;Company=LEPU M				
B024	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen/ScheBo® Biotech	ComName=ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen;Compa				
B025	Sofia SARS Antigen FIA/Quidel Corp.	ComName=Sofia SARS Antigen FIA;Company=Quidel Cor				
B026	Standard Q COVID-19 Ag Test/Roche/SD Biosensor Inc.	ComName=Standard Q COVID-19 Ag Test;Company=Roc				
B027	TODA CORONADIAG Ag®/TODA Pharma	ComName=TODA CORONADIAG Ag®;Company=TODA Pl				
B028	VivaDiag™ COVID-19 Rapid Ag Test/VivaCheck	ComName=VivaDiag™ COVID-19 Rapid Ag Test;Company=				
B029	CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test/Siemens Healthi	ComName=CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test;Com				
B030	COVID-VIRO® Rapid Antigen Test/AAZ-LMB	ComName=COVID-VIRO® Ag Rapid Test;Company=AAZ-				
B031	Exdia COVID-19 Ag/Precision Biosensor Inc.	ComName=Exdia COVID-19 Ag;Company=Precision Bioser				
B032	Lungene COVID-19 Rapid Antigen Test/Hangzhou Clonger	ComName=Lungene COVID-19 Rapid Antigen Test;Compa				
B033	Rapid COVID-19 Antigen Test/Healgen Scientific LLC	ComName=Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Test;Compai				

Kazalo

- A -

Akt_109820 1