

NOVA VERZIJA PROGRAMA BIRPIS21

NAVODILA ZA UPORABNIKE

15.00.02.3654

26.06.2022

© 2022 SRC Infonet d.o.o.

www.infonet.si

KAZALO VSEBINE

1.1	DOPOLNITVE PO REGULATIVI ZA 1.7.2022
1.2	DOPOLNITVE V PROGRAMU6
1.2.1	VERZIONIRANJE IZVIDA V PRIMERU NEPODPISANEGA IZVIDA IN POŠILJANJU NOVE RAZLIČICE IZVIDA IZ ZUNANJEGA SISTEMA (NAP_30043)
1.2.1.1	Nastavitve - Verzioniranje izvida v primeru nepodpisanega izvida in pošiljanju nove različice izvida iz zunanjega sistema (Nap_30043)6
1.2.2	DOPOLNITEV NARCIS Z IZBIRO ENOTE IZVAJANJA V NAPREJ TER IZDAJO ENAPOTNICE (AKT_110061)6
1.2.2.1	Nastavitve - Dopolnitev Narcis z izbiro enote izvajanja v naprej ter izdajo eNapotnice (Akt_110061)10
1.2.3	DOPOLNITEV UPORABNIŠKEGA VMESNIKA S PODATKOM O ZAPEČENEM CD/DVD (AKT_108279)11
1.2.3.1	Nastavitve - Dopolnitev uporabniškega vmesnika s podatkom o zapečenem CD/DVD (Akt_108279)
1.2.4	DOPOLNITEV PARAMETRA ZA IZPIS NAROčIL V ČAKALNO VRSTO (AKT_110738)16
1.2.4.1	Nastavitev: Dopolnitev parametra za izpis naročil v čakalno vrsto (Akt_110738) 17
1.2.5	VNOS NAPRAVE EDMO NA STORITEV S SPOROčILOM DFT_P03 INTEGRACIJE Z RIS V UKC LJ (AKT_110784)17
1.2.5.1	Nastavitve - Vnos naprave EDMO s sporočilom DFT_P03 integracije z RIS v UKC LJ (Akt_110784)
1.2.6	DMS-RELOAD AKTIVNOSTI PRED PRIKAZOM OKNA ZA POPRAVLJANJE VSEBINE DOKUMENTA (NAP_30258)17
1.2.7	POPRAVEK IZPISA PREDPISANE TERAPIJE (AKT_109395)18
1.2.8	DMS - OHRANJANJE STATUSA DOKUMENTA NENATISNJENO KLJUB TISKANJU ZDRAVNIKA OB PODPISU (AKT_110843)19
1.2.9	SKENIRANJE DOKUMENTOV - MREŽNI PRIKLOP KONICA MINOLTA BIZHUB (NAP_30347)
1.2.9.1	Skeniranje dokumentov - mrežni priklop Konica minolta Bizhub (Nap_30347) Nastavitve

1.1 DOPOLNITVE PO REGULATIVI ZA 1.7.2022

Dopolnitve po ZZZS okrožnicah:

Okrožnica 15/21 točka 2 - za VZD 231246-ultrazvok in 231247-rentgen ni več dovoljena Vsebina_obravnave 2-Nujna med.pomoč, velja od 1.12.2021

Okrožnica 5/22 - točka 14 - , velja od 1.6.2022 : diagnozi Z29.1 in Z29.2 sta lahko oproščeni doplačila

Gre za zdravljenje COVID-19, poleg diagnoze Z29.1 oz. Z29.2 mora biti vnešena še diagnoza B34.2

Okrožnica 8/22 - točka 1 - Dispanzerji za otroke in šolarje - sprememba naziva storitve E0756, velja od 1.1.2022

E0756 Družinska obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti

Okrožnica 8/22 - točka 2 - 2. Nujna med.pomoč-helikopter - nov pavšal - storitev E0827, VZD=338024, velja od 1.1.2022 - samo za ustanovo OZG Kranj

E0827 - Nujna medicinska pomoč - helikopter - pavšal za obračun dela zdravnika za reševanja v gorah

Okrožnica 8/22 - točka 3 - prospektivni programi za operacijo rame, velja od 1.7.2022 Vsebina je podrobno opisana v nadaljevanju v teh navodilih, saj je konec meseca junija 2022 oz. v pričetku julija 2022 potrebno paziti, kdaj namestite to dopolnitev.

Okrožnica 8/22 - točka 4 - Nova PGO storitev E0808 - dodatek za evidentiranje stroškov SPP , velja od 1.1.2022

Gre za projekt Vzpostavitev celovitega upravljanja sistema SPP

Okrožnica 8/22 - točka 5 - dva nova VZD-je 338062 in 338063 za mobilne enote - samo za ZD Ljubljana in UKC Ljubljana

To se poroča na ZZZS za storitve od 1.9.2022 dalje.

Okrožnica 8/22 - točka 6 - Klinična psihologija VZD=549033 - sprememba nivoja planiranja za storitev KP0001, velja od 1.7.2022

Okrožnica 8/22 - točka 7 - Pedopsihiatrija VZD=224242 - spremembe storitev in nivoja planiranja, velja od 1.7.2022

Seznam storitev 15.25, ukinjajo se storitve pregledov s končnico -01 (11009-01, 11010-01, 11011-01, 11013-01, 11014-01, 11015-01)

prvotne kode teh storitev so ponovno v uporabi (11009, 11010, 11011, 11013, 11014, 11015)

Okrožnica 8/22 - točka 8 - Centri za duševno zdravje otrok VZD=512057 - sprememba nivoja planiranja za CDZOMxx, velja od 1.7.2022

Nivo planiranja se spremeni za določene storitve CDZOMxx.

Okrožnica 8/22 - točka 10 - Covid - odvzem brisa in lab.preiskave, velja od 1.7.2022 Ukinjajo se storitve Q0309, Q0311, Q0312 in Q0314. Dve obstoječi storitvi se spet aktivirata: Q0308 in Q0310. Dve novi storitvi: Q0323, Q0324.

Za testiranje covid bo plačnik ZZZS in ne več proračun - vse te storitve se povežejo na VZD 701825.

Za osebe brez OZZ pa račun neposredno na ministrstvo. Konvencije gredo na ZZZS, tujci brez listine so samoplačniki.

Okrožnica 8/22 - točka 11 - za akutne bolnišničnice (SPP obračun) - nova storitev E0804, velja od 1.7.2022

E0804-Dodatek pri bilateralni kohlearni implantaciji (polžev vsadek), samo za VZD 123301-Otorina

Obračun je možen poleg SPP-ja D01Z in kadar je postopek 41617-00 izveden 2x

Okrožnica 8/22 - točka 12 - storitev E0809-Dodatek za poseg katetrske ablacije aritmij, za SPP bolnišnice - za Kardio VZD 112301 in 112301, velja od 1.7.2022

Storitvi 91501 in 91502 za Klinično prehrano - začetna in nadaljnja obravnava sta dovoljeni za VZD 205208 - Gastro - gre za Seznam 15.60.

Okrožnica 8/22 - točka 3 - prospektivni programi (PP), velja od 1.7.2022 Ustanove (predvsem bolnišnice) imate posamezne prospektivne programe določene v pogodbi z ZZZS. Če vaša ustanova ne izvaja nobenega od prospektivnih programov, lahko prenehate z branjem tega dela navodil.

Do konca fakturiranje za mesec junij 2022 morajo biti nastavitve v programu glede PP, kot veljajo po starem. Ko boste nato po fakturiranju namestili te dopolnitve, pa morate izpisati paciente, za katere je že vnešen odpust od 1.7.2022 dalje in so imeli že izračunano SPP grupo - za te obravnave morate ponoviti korake na SPP ekranu, da se bo (po izvedenem tem delu namestitve) pravilno določila koda Prospektivnega programa.

Za PP 0002-Operacije ORL, 0003-Kirurški posegi na srcu..., 0004-Perkutani posegi na srcu... se dodajo določeni KTDP postopki.

Spremeni se nabor KTDP postopkov za operacijo rame; štirje KTDP postopki se zdaj označijo za PP 0029 (prej so bili pod PP 0013), postopek 48927-00 Odstranitev ramenske proteze pa zdaj ne sodi več v noben PP.

Tudi za novi PP 0029, ki se uvaja s 1.7.2022, mora verjetno vaša ustanova dobiti pogodbo z ZZZS.

Za koordinatorje Birpisa oz. tiste, ki izvajate namestitev :

Kode PP so naštete v malem šifrantu PP1. Tu se zdaj doda opcija 0029 in spremenijo se opisi za PP 0013 in 0015.

Če vaša ustanova ne izvaja posameznega PP, imate za take PP v malem šifrantu PP1 v polju Dodatni opis vpisano 'NI_POGODBE'. Enako zdaj vpišite za PP 0029, če ne izvajate tega PP.

Za dopolnitve vezane na to okrožnico bomo pripravili še ločeno nadgradnjo, ki jo boste lahko namestili po izvedenem fakturiranju za mesec junij.



1.2 DOPOLNITVE V PROGRAMU

1.2.1 VERZIONIRANJE IZVIDA V PRIMERU NEPODPISANEGA IZVIDA IN POŠILJANJU NOVE RAZLIČICE IZVIDA IZ ZUNANJEGA SISTEMA (NAP_30043)

Program je dopolnjen z logiko verzioniranja izvidov v dokumentnem sistemu v primeru, ko izvid, ki se pošlje iz zunanjega sistema, še ni podpisan, nato pa se iz zunanjega sistema pošlje nova različica izvida.

Doslej je veljalo, da se vedno pripravi nova verzija izvida. Z dopolnitvijo deluje na način, da nova verzija izvida ne nastane, v kolikor izvid še ni podpisan. V kolikor je izvid že podpisan in integracijski vmesnik izračuna novo hash kodo dokumenta, pa nastane nova verzija.

1.2.1.1 Nastavitve - Verzioniranje izvida v primeru nepodpisanega izvida in pošiljanju nove različice izvida iz zunanjega sistema (Nap_30043)

Potrebna je posodobitev integracijskih vmesnikom Sar.Exe in/ali Bipeb.exe za kar se obrnite na podporo podjetja SRC Infonet d.o.o.

1.2.2 DOPOLNITEV NARCIS Z IZBIRO ENOTE IZVAJANJA V NAPREJ TER IZDAJO ENAPOTNICE (AKT_110061)

Modul za naročanje radioloških aktivnosti Narcis je dopolnjen za scenarij uporabe, pri katerem se pred izbiro radiološke aktivnosti določi vrsto diagnostike in enoto izvajanja radiološke aktivnosti. Dopolnjen je tudi z opcijo izdaje eNapotnice, in sicer da po potrditvi napotitve v Narcisu eNapotnica ostane v statusu Izdana.

Gre za scenarij uporabe, ki se zaenkrat odvija zgolj v BIRPIS21, ki je nameščen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Uporabnik najprej izbere vrsto diagnostike.

BIRPIS2	1 - 125231447	ENAR - SPLO	ŠNA AMB	- 00372								
Datoteka	Obravnava	Ambulanta	Obrazci	Seznami in an	alize Katalogi	Orodja	Pomoč					
	ê Ş	™E _{ALT} F11 P	S 🥨	ALT T OCTLES 🤇	D _{CTLF2} 🧆	1 - A	🇞 🌾rp	≪sRp €rec	F	enap DN) 🍕 stal. 🥥 M	🐠 ျပ က _{esc}
314988, 4	AU1600007,	ZAVAROVA	NEC MILO	OJKA , 72 let	(15.01.1950), S	ek.amb	., 16.06.2022	(1036958), K	reirana			
Drevo oken Pad Q Sez	ienti danes nam pacientov ZAVAROVANE	C MILOJKA		<u>K</u> × ✓ ≦ iši 🏇 Pogosti	Shrani 🕞 Pos o naročene 🍖	egi / izvidi Lab. naroč	ilo	ibr) 🌍 Izvid	🏈 Naroči	lo 🏷 Novo la	ab. naročilo Mikro 11 , v CT	obiologija eNaročilo
	Seznam ol	pravnav 22 Amb.	Filter:	Vsizapisi ↔ KOLK., Naroči	Sort: Datum	~	Obnovi: C		Skuj	pine akt.:	ANGIO	~
🆓 Kati	alogi in orodja	m napotitev	Nar.:	16.06.2022 15:4	0 Plan.:			lzv.:	_	Avt.	RTG	

Po izbiri vrste diagnostike se prikaže seznam enot izvajanja, na katere je možno naročati radiološke aktivnosti izbrane vrste diagnostike. Izberemo enoto izvajanja in izbiro potrdimo s klikom na gumb [OK].



Po potrditvi izbire enote izvajanja se odpre modul za naročanje radioloških aktivnosti Narcis. Nabor radioloških aktivnosti, ki se prikaže, je filtriran glede na izbrano vrsto diagnostike in izbrano enoto izvajanja - prikažejo se samo tiste radiološke aktivnosti, katere je možno naročati glede na izbrano vrsto diagnostike in izbrano enoto izvajanja. Slednje velja tako za aktivnosti na zavihku ' Celoten nabor ' kot za aktivnosti na zavihku ' Pogoste ', v kolikor so le te nastavljene.

Ustrezno radiološko aktivnost poiščemo s klikanjem po delih telesa. Eno ali več radioloških aktivnosti izberemo z dvoklikom na aktivnost.

Naročanje RIS		
Naročanje padenta: 314988 ZAVAROVANEC MILOJKA Ured podaške o padentu Roj, datavn: 15.01.1950 SNG na: Starost: 72 Emai na:		
16.06.2022 15.99 Čes naročkaje: 15.59 Erota naročkaje: 12523147 Braz, SKLÓŠNA ANB - 00372 Naročki: 50011 Storija najvost: 3 Predulini: 1	Doday Cpombe narolis: test	D Napohra dagnoza (MES10) (201.6 C Marko vpralanje: Istri Istri B Tela (u) B Tela (
Spreday Zadaj Zadaj Kura da Bonosti: Bio Skana ad binosti: Bio Celetan nabor (Pigota RTGODI) (SDANA CEL3/ST RTGODI) (SDANA C		
re oscumental Chap [zbirs veljavnega dokumenta] Nov dokument Skeniraj Boglej Um	akri	요 ♡ Vps b.p.
✓ QK × Brekkő Gjő Tiskaj Izdaj e-napotnico		

eNapotnico izdamo s klikom na gumb [eNap]. Na grafičnem vmesniku eNapotnice izpolnimo manjkajoče podatke in jo podpišemo.

Roj. datum	15.01.1950 SMS nat		MAD	POTNICA			
Starost:	72 Email na:		Prva	a stran Druga stran	NAPOTNICA		2022061600012
5.05.2022							
			(1	1 - IZVAJALEC	1-IZVAJALEC		2 - ZDRAVNIK
as naročila: nota naročanja:	16.06.2022 😨 15:59 125231447 📃 ENAR - SPLO	NA AMB - 00372	000	Enota: 12523144 ENAR - SPLOŠNA AMB - 00372	VZD: 302001	18 - 00372	TIP Zdravnika: NAPOTNI Zdravnik:52001PRIMARNI ZDRAVNIK TEST ENAROCANJE TEST
aročnik: topnia nuinosti:	3 REDNO	0K TEST ENAROCANJE TEST	tes 🗸	V2D: 30.2001 Spiosna in družnska medicna v spic	3 - ZAVAROVANA OSEBA		4 - NAPOTNICA
rs.prg.: red.krit.:	1 v test			3 - ZAVAROVANA OSEBA Št. zavar. esebe: 903002041 314988 EMŠO: 1501950689121	St. zavar. osebe: 903002041 Datum rojstva: 15.01.1950 Primek:ZAVAROVANEC		Št. napotnice: Zdravnik:
			P	Datum rojstva: 15.01.1950 Primek: ZAVAROVANEC	Naslov:CESTA OB OBALI231		5 - VELJAVNOST
Spredaj Zadaj		Vista diagnostike RTG 🖃 RTG Skupina aktivnosti:		Ime: MILO3KA Naslov: CESTA OB OBALI 231 Pošta: 6000	Pošta:6000 Kraj:KOPER - CAPODISTRIA Telefonska št.:000000000		Veljavnost: ENKRATNA Perioda:
D	66 L	88		Kraj: KOPER - CAPODISTRIA Telefonska št.:	E-pošta:		6 - OBSEG POOBLASTILA
		Celoten nabor Pogoste		Hobina št.: E-pošta:			Obseg poobl.: 1 2 3
G		Koda Preiskava		*zaželen je vsaj en kontaktni podatek	8 - STOPNJA NUJNOSTI	9 - PREDNOSTNI KRITERIJ	7 - RAZLOG OBRAVNAVE
		RTG0013 ZGORNJA CELJUST RTG0013 ZGORNJA CELJUST		1 Ured padenta	Stopnja nujnosti: REDNO	Pred. krit.:	Raziog obrav.: BOLEZEN PREVENTIVA
		RIGODS NER	8	8 - STOPNJA NUNOSTI 9 - TUJI ZAVAROVANEC	12 - MKB		
			S	Stopnja nujnosti: Država:	MKB: 201.6		
- N			C	205 Sovenja		6700171/F	
m				10 - VRSTA ZDRAVSTVENE STORTIVE	VZS: 1669	STORITVE	
1	N MA				Vireta enacialmosti nanotnana adro	unika: NMD	
	y vi		11		Datum izdaje napotnice: 16.06.202	22	
			St	itan pl. posega:	1. Kratka opredelitev proble	ema in specifično vprašanje	
M				12 - MKB	Digitalno potrdilo za podpis:		
1	<u>u</u>		10	92): 201.6 🛄 Radiološki pregled, ki ni uvršće	Izdajatelį: OU+sitest-ca, O+state-ins	titutions, C=si	
					Noslec: SERIALNUMBER+08032	01600006 + CN=Test eZdravje16, OU+cer	tilicates-web, OU=SITEST-CA, O=state-institutions, C+SI
			Date	tum izdaie nan listiner 16.05.2022			Prekliči Podpiši
							Po kiku na guntu "Postud" y weeke Obi ya akkunda
Bridi	Zamenjaj	nota izvatani Izvatalec Mn. rad. PLineel	Om		REPUBLIKA	SLOVENIJA	zdravie
RTG0063 KOLK		125533366	0		Statement of co	5. 1000 Liubiana	Paracella D'Usio princensis!
dokumental							
					Naroð pacients	a Seznam priponk	

Postopek naročanja zaključimo s klikom na gumb [OK] v Narcisu.



V kolikor pred potrditvijo napotitve v Narcisu ne izdamo eNapotnice nas program na to opozori.





1.2.2.1 Nastavitve - Dopolnitev Narcis z izbiro enote izvajanja v naprej ter izdajo eNapotnice (Akt_110061)

Predpogoj za opisano delovanje modula Narcis sta obstoječi nastavitvi ' ExecUnitFirst=TRUE ' in ' ShowFilteredList=TRUE 'parametra ' Application - aiRequestGUIProperties '.

V nadaljevanju so opisane dodatne nastavitve.

1. Parameter ' Application - aiNarcis ':

- dodati je potrebno nastavitev **eReferralOut=TRUE**, da napotnica po potrditvi napotitve v Narcis v sistemu eNaročanje ostane v statusu Izdana,

- dodati je potrebno nastavitev **CannotChangePerfUnit=TRUE** , da uporabniki v Narcisu ne morejo spreminjati enote izvajanja,

- dodati je potrebno nastavitev **MandatoryeReferralOutInForVDI=koda_vrste_diagnostike**, s katero navedemo vrste diagnostike in pripadajoče radiološke aktivnosti je obvezna izdaja eNapotnice.

2. Aktivnosti z zahtevanim vnosom strani slikanja

Aktivnostim, katerim je zahtevan vnos podatka 'RISPOS - Stran slikanja' je potrebno nastaviti podatek ' Stran (levo/desno): 'z vrednostjo 'D - Da '. Podatka 'Vnos obvezen: 'ne smemo nastaviti.

1.2.3 DOPOLNITEV UPORABNIŠKEGA VMESNIKA S PODATKOM O ZAPEČENEM CD/DVD (AKT_108279)

Program je dopolnjen s prikazom ikone ploščka CD/DVD v primeru, ko je bil za radiološko aktivnosti kreiran ali uspešno zaključen zahtevek za peko CD/DVD s slikami radiološke preiskave.

lkona	Pomen ikone
0	Kreiran je eden ali več zahtevkov za peko CD/DVD. Vsaj en zahtevek še ni bil uspešno zaključen.
0	Vsi zahtevki za peko CD/DVD so bili uspešno zaključeni.

Z desnim klikom na aktivnost in klikom na opcijo ' Zapiši CD/DVD ' je možno kreirati nov zahtevek za peko CD/DVD.



Z desnim klikom na aktivnost in klikom na opcijo ' Informacije o zapisu slik na CD/DVD ... ' je možno pridobiti podatke o izvedenih zahtevkih za peko CD/DVD.



Prikaz ikone CD/DVD in funkcionalnost kreiranja zahtevka za peko CD/DVD in pridobitve informacij o zapisu slik na CD/DVD je omogočeno na sledečih oknih:

- Posegi/Izvidi,
- Zdravniško okno,
- Izvidi,
- Seznam prispelih izvidov,
- Seznam vseh izvidov,
- Seznam izvidov

Prikaz na zdravniškem oknu:

Splošno Obrazci Z	AVAROVANEC BOGDANA	kaj želite narediti		BIRPIS21 - 201 PULMOI	LOŠKO ALERGOLOŠKA	
Zapri okno Okno	daj Arhiv Obravnava rnost					
* 2 5.05.2022 * * *	•					
Drevo oken 4	[218068] ZAVAROVANEC BOG	DANA, 72 let (15.01.1950), CE	LOVSKA CESTA 587 A, 1	1000 LJUBLJANA		
Seznam pacientov	Obravnave	Straig dels manta	Ale Či d	dala an Tru	Ŷ	Datum obravnave:
X Katalogi in orodja			K0001-OBISK BREZ	L-200 AVAILY TEST	1070671	Diagnoza:
			PREGLEDA	1.2010111211201		1
	26.10.2021 AMBUL	ALISTICNA ANTA	AK1	500100 I:TEST MARJANA	1970602	
	C 30.08.2021 ODDEL RADIO	EK ZA LOGIJO	AK1	500100 I:CVETIČANIN BRANKO	0 1970365	
	C 18.06.2021 ODDEL RADIO	EK ZA LOGIJO	RD1	700130 I:CVETIČANIN BRANKO	D 1969876	
	C 10.03.2021 ODDEL MEDIC	EK ZA INTERNO INO	HOSPITALNA OBRAVNAVA	L:VALENTIN FEDOR	1969143	
	🕐 🗆 — Medicinski podatki za pr	acienta: ZAVAROVANEC BOGDANA (Z):	72 let (15.01.1950)			
	Vsi					
					0 0 B	
	₽ @ @			5 - th T. O	Medicinski podatki Medicinski pod	latki podrobno
	Stanje Datum Preiskava	Enota Izvajalec/Naročnik	KZ	Zunanji sist		Klinično vprašanje
	RTG GLAVE	RTG I: CVETIČANIN BRANK	0	🗸 🛈 🔛	rwar	
	C 24. 12. 2021 RTG GLAVE	RTG I: CVETIČANIN BRANK	Kopirai		016 Radiološki predle	Napotna diagnoza (MKB10)
	07.12.2021 RTG PRSTOV NOGE	RTG I: CVETIČANIN BRANK	Termini aktivnosti	i		a, la maviscen aragje
	14.09.2021 RTG OBNOSNIH 14:44 VOTLIN	RTG I: CVETIČANIN BRANK	Informacije o zapi	isu slik na CD/DVD		
	30.08.2021 RTG OBNOSNIH 10:59 VOTLIN	RTG I: CVETIČANIN BRANK)	~		
	RTG GLAVE	RTG I: CVETIČANIN BRANK	0	🗸 👔 🖸		

Prikaz na oknu Izvidi:



1.2.3.1 Nastavitve - Dopolnitev uporabniškega vmesnika s podatkom o zapečenem CD/DVD (Akt_108279)

Dodatnih novih nastavitev ni, ampak gre za obstoječe nastavitve.

1. Ustrezno nastavljen mora biti sistem za sprejem zahtevkov za peko CD/DVD, bodisi arhiv slik radioloških preiskav PACS bodisi peki CD/DVD namenjeni programi.

2. V primeru komunikacije po protokoli DICOM mora biti ustrezno nastavljen DICOM vmesnik Risaroo, za kar se obrnite na podporo podjetja SRC Infonet d.o.o.

3. Da je kreiranje zahtevkov za peko CD/DVD omogočeno mora biti v programu nastavljeno sledeče:

<u>Parametri</u>

	a.)	Application -	aiBurnCD
--	-----	---------------	----------

Nastavitev parametra aiBurnCD	Zaloga vrednosti	Primer nastavitve	Pomen
UseCaseAction	12.04	UseCaseAction=12.04	Za komunikacijo z namenskim programom za peko CD/DVD po standardu HL7 se uporablja UC akcija

			s kodo 12.04 in nazivom Burn AGFA CD/DVD. V primeru nastavitve UC 06.100 - Burn CD/DVD se bo po kliku na gumb UC 06.100 dejansko izvedla UC 12.04.
UseCaseAction	12.05	UseCaseAction=12.04	Za komunikacijo po protokolu DICOM se uporablja UC akcija 12.05
HasToBeRadiologyActivity	TRUE/FALSE	HasToBeRadiologyActivity= TRUE	Nastavitev ali naj se zahtevek za zapis radioloških slik omogoči samo na radioloških aktivnostih (TRUE) ali pa naj se omogoči tudi na ostalih tipih aktivnosti (FALSE)
SendWithRelatedActivities	TRUE/FALSE	SendWithRelatedActivities =TRUE	Nastavitev ali naj se na seznamu radioloških slik za zapis slik prikažejo tudi sorodne aktivnosti (aktivnosti iste obravnave, skupaj naročene z Narcis,). Nastavitev je povezana z nastavitvijo parametra TboActivity - aiRelatedActivityType .
AETitleList	odvisno od postavitve	AETitleList=RIMAGE Burner RTG:RIMAGE_A,Epson Burner CT:EPSON_BR	Nastavi se nabor AE Title vseh pekačev v uporabi, pri čemer se lahko nastavi poljuden naziv pekača. Nastavitev se naredi po zgledu: AETitleList=poljuden_naziv _pekača1:dejanski_AE_Titl e_pekača2:dejanski_AE_Titl e_pekača2

Primer nastavitve:

UseCaseAction=12.04;HasToBeRadiologyActivity=TRUE;SendWithRelatedActivities=TRUE;AETitleList=RIMAG E Burner RTG:RIMAGE_A,Epson Burner CT:Epson_BR

b.) Application - aiBurnCDAETitle

V parametru se navede AE Title pekača, ki naj bo privzet za organizacijsko enoto, uporabnika in/ali delovno postajo. Vrednosti parametra je potrebno nastaviti ustrezno glede na zahteve ustanove. Nastavitev ni obvezna za delovanje funkcionalnosti pošiljanja zahtevkov za zapis radioloških slik.

Primer nastavitve: EPSON_BR

c.) <u>Application - aiHL723Servers (samo za integracijo za pošiljanje zahtevkov za peko CD/DVD po standardu</u> <u>HL7)</u>

V vrednost parametra se doda nastavitev, v kateri je naveden ip in port Agfa Connectivity Manager, na katerem sprejema sporočila po standardu HL7. Dodati je potrebno sekcijo [AgfaCDBurn], v kateri se navede ip in port.

Nastavitev:

[AgfaCDBurn] host=ip_naslov port=port

Primer nastavitve:

[AgfaCDBurn] host=10.50.41.8 port=2575

d.) Uporabniške akcije

BIRPIS21/RisEye omogoča, da se zahtevek za zapis slik radioloških aktivnosti na prenosni medij kreira tudi na podlagi klika na gumb, katerega predstavljajo uporabniške akcije (UC - Use case).

Seznam uporabniških akcij (gumbov)

06.100 - Burn CD/DVD - krovna UC akcija, ki se izvrši glede na nastavitev parametra Application - aiBurnCD in njegove vrednosti UseCaseAction=12.04.

12.04 - Burn AGFA CD/DVD - uporabniška akcija pripravljena posebej za komunikacijo z Agfa Connectivity Manager po standardu HL7.

1.2.4 DOPOLNITEV PARAMETRA ZA IZPIS NAROčIL V ČAKALNO VRSTO (AKT_110738)

Dopolnili smo delovanje parametra za izpis naročil v čakalno vrsto. Parameter ne izpiše več zapisa, če je le-ta zaključen.

1.2.4.1 Nastavitev: Dopolnitev parametra za izpis naročil v čakalno vrsto (Akt_110738)

Parameter %Narocilo_v_cakalno_vrsto ne izpiše več zapisa, ki je zaključen.

1.2.5 VNOS NAPRAVE EDMO NA STORITEV S SPOROČILOM DFT_P03 INTEGRACIJE Z RIS V UKC LJ (AKT_110784)

Program je dopolnjen z možnostjo vnosa medicinske naprave EDMO na podlagi sporočila HL7 DFT_P03, ki se pošlje iz radiološkega informacijskega sistema (RIS).

Dopolnitev je narejena za sporočila DFT_P03, v katerih v segmentu FT1-6.1 nastopa konstanta SER.

Koda naprave EDMO se pošlje v segmenut FT1-16.1, ki se nato doda na storitev radiološke preiskave.

Primer sporočila:

MSH|^~\&|RIS||BIRPIS||20171003152302||DFT^P03^DFT_P03|5884963905113469|P| 2.3.1|||AL|NE PID|||105096|098595590|RISTEST^JANEZ||19010322|Z|||GUBCVA ULICA 12^^RADOVLJICA^1270 PV1||O||R||||||||||2331381 FT1|||201710030000||SER|R74|||44|||||EDMO_KODA_NAPRAVE||||||5541190|

1.2.5.1 Nastavitve - Vnos naprave EDMO s sporočilom DFT_P03 integracije z RIS v UKC LJ (Akt_110784)

Posodobiti je potrebno module servisov integracije z RIS. Odvisno od postavitve so to program Sar.exe, Bipeb.exe in BiPEBexeServer.exe .

1.2.6 DMS-RELOAD AKTIVNOSTI PRED PRIKAZOM OKNA ZA POPRAVLJANJE VSEBINE DOKUMENTA (NAP_30258)

Ob spremembi ali dopolnitvi podatkov na obravnavi na kateri je bil dokument že poslan v podpis, se drugemu uporabniku (na drugem računalniku) ob popravljanju podatkov na dokumentu

le-ti avtomatsko osvežijo, tako da vidi vse spremembe, ki jih je vnesel uporabnik_1 in ponovno poslal v podpisno mapo.

1.2.7 POPRAVEK IZPISA PREDPISANE TERAPIJE (AKT_109395)

V programu smo spremenili delovanje izpisa predpisane terapije v B21. Sedaj se ob kliku 'predpisana terapija' privzeto pojavi:

- Obdobje od do (za 24h)
- Sortiranje po sobi
- Pot uporabe, ki nima izbranih poti uporabe, ampak jih izberete sami



Poleg spremembe privzetih vrednosti smo dopolnili izpis s podatkom o sobi pacienta, na načinu sortiraj po sobi in po pacientu.

Predpisana terapija	
Datum: od 30.05	.2022 00:00 do 02.06.2022 23:59
Urejeno po: sobi	
Plan. aplikacija Pac	ient Datum roj. Pr. doza Apl. doza Ura apl.
Predpis zdravila	
(Komentar)	
PP D SOBA 09	
30.05.2022 08:16	ASPIRIN direkt 500 mg žvečljive tablete 500 ML teče 4b. 3v zi op zv (POGOSTI)
30.05.2022 08:16	LEKADOL (urša opiszca), 2 CPS 2x zi, zv. PER OS
30.05.2022 12:00	ASPIRIN direkt 500 mg žvečljive tablete 500 ML teče 4h. 3x zj.op.zv (POGOSTI)
30.05.2022 19:00	ASPIRIN direkt 500 mg žvečljive tablete 500 ML teče 4h, 3x zj,op,zv [POGOSTI]
30.05.2022 20:00	HALDOL sol 0,2% 10ml, 08:00 2 %, 20:00 3 %, PER OS
30.05.2022 20:00	mambo, 123 ML 2x zj, zv, PER OS [pog.]
30.05.2022 20:00	LEKADOL (urša opis263), 2 CPS 2x zj, zv, PER OS
31.05.2022 08:00	LEKADOL (urša opis263), 1 MG 1x zj, PER OS [atc NOV]
31.05.2022 08:00	mambo, 123 ML 2x zj, zv, PER OS [pog.]
31.05.2022 08:00	LEKADOL (urša opis263), 2 CPS 2x zj, zv, PER OS
31.05.2022 08:00	HALDOL sol 0,2% 10ml, 08:00 2 %, 20:00 3 %, PER OS
31.05.2022 08:00	ASPIRIN direkt 500 mg žvečljive tablete 500 ML teče 4h, 3x zj,op,zv [POGOSTI]
31.05.2022 12:00	ASPIRIN direkt 500 mg žvečljive tablete 500 ML teče 4h, 3x zj,op,zv [POGOSTI]
31.05.2022 19:00	ASPIRIN direkt 500 mg žvečljive tablete 500 ML teče 4h, 3x zj,op,zv [POGOSTI]
31.05.2022 20:00	LEKADOL (urša opis263), 2 CPS 2x zj, zv, PER OS
31.05.2022 20:00	HALDOL sol 0,2% 10ml, 08:00 2 %, 20:00 3 %, PER OS
31.05.2022 20:00	mambo, 123 ML 2x zj, zv, PER OS [pog.]
PR.L, SOBA 04	16.10.1923
30.05.2022 20:00	xx, 4 G 2x zj, zv, PER OS [123456789]
31.05.2022 08:00	xx, 4 G 2x zj, zv, PER OS [0123456/89]
31.05.2022 20:00	XX, 4 G ZX ZJ, ZV, PER OS [0123456789]
IN, D, SOBA 18	., 11.11.1928

1.2.8 DMS - OHRANJANJE STATUSA DOKUMENTA NENATISNJENO KLJUB TISKANJU ZDRAVNIKA OB PODPISU (AKT_110843)

Z akcijo 'Podpiši in tiskaj' si zdravnik lahko natisne izvid za lastno evidenco (konzilij/drugo mnenje/pomemben izvid). Če ga natisne se ta izvid ne pojavi v Mapi za tiskanje in ga odgovorna oseba ne natisne za pacienta.

Modul DMS smo dopolnili tako, da se bo zdravniku pri podpisovanju/avtorizaciji ob izbiri akcije Podpiši in tiskaj (avtoriziraj in tiskaj) pojavilo okno, kjer bo zdravnik opredelil ali tiska dokument za potrebe vročanja pacientu/napotnemu zdravniku ali za lastno evidenco.

To ne velja za akcijo Podpiši in tiskaj izbrane!

1.2.9 SKENIRANJE DOKUMENTOV - MREŽNI PRIKLOP KONICA MINOLTA BIZHUB (NAP_30347)

Dopolnjeno skeniranje z mrežnim tiskalnikom oz. skenerjem Konica minolta bizhub 5020i.

Pripravili smo dodatne nastavitve, ki jih nastavimo v primeru uporabe te naprave.

46 💽 100% > <	
	Select source X
	UNIVER WIA-KONICA MINOLTA bizhub 5020i [
	Urgent
	OK Cancel
	PRVI PREGLED SPECIALISTA
	MI: 216872 KZZ: 023423420
	EMŠO: 1212980
	PUMPA ČARLI
	Datum rojstva . 12.19
	Naslov: ENT ASLO
	Enota naročan _j .
Datum slikania: 19.05.2022	Datum odu tar e:
Dinling undialogiia	Dou logy ()DD TEST 17

1.2.9.1 Skeniranje dokumentov - mrežni priklop Konica minolta Bizhub (Nap_30347) Nastavitve

V parameter Application.aiScannerOptions dodamo natavitev Scanner=Kodak1220

	1	1		aiScannerOptions							5.			Upis, pomen parametra
Šif	ra 007	Razred	-	Atribut			0dv. 007	Kratek opis	4	Ažuriral	Ažuriral (ime) Ažurirano dne	^	-
	1959	Application		aiScannerOptions			0101	Parametri za skener		INT	Inet adn	ninistrato 04.01.2011 14:2		
		e	1.0.1.0	D.W. L (C. 1. 7									~	-
-ot	oravi de	rinicijo i ivov rednosti pa	ametrov											
07		reanosa pa	anicaot				- Province	1_0	atata	Ann	Ažuriral	A Americal Game)		
i e z Šif	a 107	Odv. 107 U	oorab. Up	orabnik (ime)	Tip X31	Koda	Naziv	Pos	stala	App	Azumai	Azuniai (ine)	Ažurira	ino dne

Vrednost: Scanner=Kodak1220

Popravi vrednost Nova vrednost Briši vrednost Briši vse vrednosti razen privzete



Za dodatne informacije oddajte zahtevek preko spletne strani

https://podpora.infonet.si/

ali pokličite

04 600 76 00

ali pošljite elektronsko pošto na

podpora@infonet.si